

HOMEDICS



elös™ professioneel ontharingsysteem

Handleiding

# Inhoud

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Inleiding .....                                                     | 1  |
| Wat is Elektro-Optische Synergie (elös)? .....                      | 2  |
| Inhoud van pakket .....                                             | 3  |
| Belangrijke veiligheidsinformatie. ....                             | 6  |
| Mogelijke bijwerkingen en huidreacties. ....                        | 9  |
| Waar is mē voor bedoeld? .....                                      | 10 |
| Gebruik van het mē-systeem .....                                    | 11 |
| Reinigen en opslaan. ....                                           | 14 |
| Cartridge/scheeraccessoire/epilator/gezichtsadapter vervangen ..... | 15 |
| Het mē-systeem mee op reis nemen .....                              | 17 |
| Problemen oplossen .....                                            | 18 |
| Garantie en service .....                                           | 20 |
| Informatie over de fabrikant .....                                  | 21 |
| Specificaties. ....                                                 | 23 |

# Inleiding...

NI

Proficiat met de aankoop van dit mē-systeem! mē is een innovatief apparaat dat u in de privacy van uw eigen huis in alle comfort kunt gebruiken voor het behandelen van ongewenst haar.


mē is het enige permanente-ontharingssysteem voor gebruik thuis dat gebruikmaakt van de gepatenteerde elōs-technologie en waarvan klinisch is bewezen dat het veilig en effectief is voor alle huidtypen. Het systeem is prettig, gemakkelijk te gebruiken en een behandeling neemt slechts enkele minuten in beslag: geniet van een zachte, gladde huid zonder scheren of harsen.

## Effectieve preventie van hergroei

Haarvermindering is een geleidelijk en cumulatief proces.

Onze klinische onderzoeken hebben uitgewezen dat haargroei afneemt bij gebruik van mē. Hoe lang het duurt voordat de resultaten zichtbaar zijn en hoe lang de resultaten duren, varieert van persoon tot persoon.

Om deze resultaten te handhaven, worden periodieke behandelingen aanbevolen. Klinische onderzoeken hebben uitgewezen dat wanneer haar tussen de behandelingen teruggroeit, er minder hergroei is.



## Wat is Elektro-Optische Synergie (elös)?

Elektro-optische synergie (elös) is de unieke en gepatenteerde technologie die mē gebruikt om ongewenst haar te verwijderen. elös combineert twee soorten energie, Intense Pulsed Light (IPL) en Radio Frequency (RF), om het haar op veilige maar effectieve wijze verwijderen door zich uiterst precies op het haarzakje te richten. De elös-technologie is uitgevonden door dr. Shimon Eckhouse en artsen konden er uitsluitend over beschikken via professionele instrumenten voor haarverwijdering. Dankzij het mē-apparaat is de technologie nu ook beschikbaar voor de consument.

### Hoe werkt Elektro-Optische Synergie (elös)?

elös-technologie past hitte van de IPL- en RF-energie selectief rechtstreeks op het haarzakje toe en beïnvloedt zodoende de bron waar uw haar groeit. Het haarzakje wordt vernietigd, waardoor het haartje wordt verwijderd en het behandelde oppervlak minder haar bevat. elös-technologie kan veilig en effectief worden gebruikt op alle huidtypen, ook op huid die van nature donker is.

### Haargroeyencyclus

Ledere haar op ons lichaam doorloopt een complete groeyencyclus, van een actieve fase tot een rustfase. Behandelingen op basis van licht werken het beste op haren in de actieve fase.

Hoe lang iedere cyclus duurt, varieert van persoon tot persoon en van lichaamsdeel tot lichaamsdeel. Ook andere factoren zijn van invloed op lengte van iedere groeifase, zoals genetische opbouw, metabolisme en leeftijd.

### Wat van de behandeling te verwachten

U dient de lichaamsdelen met ongewenst haar meerdere keren te behandelen om het haar in de actieve fase aan te pakken.

Nadat een haarzakje is behandeld, kan het één of twee weken duren voordat het haartje uitvalt.

Gedurende deze periode lijkt het haar nog te groeien, maar in werkelijkheid wordt het "naar buiten geduwd".

Het is echter mogelijk dat u niet ziet dat het haarstoppeltje uit de huid wordt geduwd.

## mē Systeemdiagram

In de verpakking van de mē zit het volgende:

- mē-systeem met één cartridge en beschermkap reeds geïnstalleerd
- Gezichtsadapter
- Beschermkap (al aangebracht)
- elōs-beschermkap
- Netsnoer
- Handleiding
- Beschermbril voor gezichtsbehandeling
- Reinigingsborstel


### Verdere accessoires

Los verkrijgbaar

- Scheeraccessoire
- Epilator
- Nieuwe elōs-cartridge


**mē komt met de volgende componenten:**

1. Voet.
2. Slede.
3. Regelpaneel met:  
aan/uit-knop  
instelknoppen voor elōs-energie  
indicator die aangeeft dat de elōs-cartridge leeg is en moet worden vervangen  
startknop voor accessoires
4. Applicator (handstuk met snoer).
5. elōs-cartridge met elōs-lichtvenster en RF-staafjes voor huidcontact.



## Op de applicator en cartridge vindt u het volgende

1. Lichtvenster voor elös-pulsen.
2. RF staafjes voor huidcontact: de twee RF staafjes moeten volledig contact met de huid maken, anders kunnen er geen lichtpulsen flitsen.
3. Cartridge: de cartridge is aan de applicator bevestigd en met lichtpulsen geladen. U dient de cartridge te vervangen wanneer het indicatorlampje 'Leeg' op de voet rood brandt.
4. elös-startknop.
5. Afkoelingsopening.
6. Beschermkap.



**Let op!** Als u geen vervangingscartridge hebt, brengt u in plaats daarvan de elös-beschermkap aan. Hiermee worden de onderdelen binnen in het systeem beschermd.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### **Belangrijke veiligheidsinformatie – Lezen vóór gebruik!**

Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinformatie in de handleiding voordat u het mē-systeem gaat gebruiken.

Tref altijd algemene voorzorgsmaatregelen wanneer u een elektrisch product gaat gebruiken.

mē is niet voor iedereen bedoeld. Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken.

Volg alle waarschuwingen. Gebruik het apparaat niet wanneer het niet geschikt voor u is (zie het hoofdstuk Contra-indicaties hieronder).

### **Wanneer mē niet gebruiken / Contra-indicaties**

- **NOOIT** gebruiken als uw huid door de zon, een zonnebank of bruiningscrème (zelfbruiners) gebrand of verbrand is. Dit kan de huid tijdelijk of zelfs permanent bleken. Wacht twee weken en gebruik het systeem pas wanneer de bruine teint of zonnebrand is verdwenen.
- **NOOIT** behandelde lichaamsdelen aan de zon blootstellen. Wacht ten minste 24 uur na de behandeling voordat u de behandelde huid aan de zon blootstelt of kunstlicht gebruikt om te bruinen. Zelfs na 24 uur dient u te controleren dat de behandelde huid niet rood is vanwege de behandeling alvorens u de huid aan de zon blootstelt. Bescherm de behandelde huid gedurende de hele behandelingsperiode zorgvuldig met zonnebrandcrème.
- **NOOIT** gebruiken als u zwanger bent, probeert om zwanger te worden of borstvoeding geeft. mē is niet getest op zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- **NOOIT** gebruiken als u lijdt aan epilepsie of door licht opgewekte toevallen of migraines. De knipperende energieflitsen kunnen ernstige hoofdpijn en migraines veroorzaken.
- **NOOIT** gebruiken op tatoeages, donkerbruine of zwarte plekken op de huid (zoals donkere sproeten, moedervlekken of wratten). Tatoeages of donkere vlekken op de huid kunnen te veel lichtenergie absorberen waardoor de huid kan zwellen of bleken, of tijdelijke of permanente blaren kunnen ontstaan.

- **NOOIT** gebruiken rond de ogen, op het hoofd, de oren, tepels, genitaliën of rond de anus. Als u het apparaat op deze plekken zou gebruiken, kan de huid zwellen, kunnen blaren ontstaan of kan de huid tijdelijk verkleuren of bleken.
- **NOOIT** gebruiken als u jonger dan 18 jaar bent. Het is niet bekend welke effecten het gebruik van mē op deze leeftijdsgroep heeft.
- **NOOIT** gebruiken als u op het te behandelen oppervlak een huidaandoening hebt, inclusief acné, zweren, psoriasis, eczeem, brandwonden, herpes simplex, wondjes of huiduitslag. Deze aandoeningen kunnen de huid gevoeliger maken voor de lichtbehandeling, de behandeling oncomfortabel maken of zwellen van de huid, blaren of infectie veroorzaken. Wacht met de behandeling totdat het betreffende huidoppervlak genezen is. Raadpleeg uw arts als u niet zeker weet of uw huidaandoening voldoende is genezen om het apparaat te gebruiken.

## WAARSCHUWINGEN

- **NOOIT** de behuizing openen of de onderdelen binnen in mē aanraken. Probeer niet om het apparaat te repareren. Als u het systeem probeert te openen, kunt u het apparaat beschadigen en komt de garantie te vervallen. Neem contact op met de klantendienst als u het kapotte of beschadigde apparaat wilt laten repareren. Als u deze waarschuwingen negeert, kan dit leiden tot elektrocutie of elektrische schok.
- **NOOIT** gebruiken op een plek waar mē met vloeistoffen in contact kan komen of nat kan worden. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Als het systeem in vloeistof is gevallen, dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen. Verwijder het systeem pas uit de vloeistof NADAT de stekker uit het stopcontact is gehaald. Gebruik het systeem NIET opnieuw en neem contact op met de klantendienst.
- **NOOIT** het applicatorvenster **stil** over één plek houden en daar meerdere lichtpulsen op de huid richten. Hierdoor zou te veel hitte ontstaan, wat kan leiden tot zwellen van de huid, blaren of tijdelijke of permanente verandering van de kleur van uw huid. U dient het behandelvenster na iedere flits naar een aanliggend deel van de huid te verplaatsen. **Wacht ten minste 10 seconden alvorens terug te keren naar een reeds behandeld huiddeel.**

- **NOOIT** gebruiken als onderdelen van mē tekenen van schade vertonen. Dit kan letsel veroorzaken.
- **NOOIT** ventilatieopeningen afdekken tijdens gebruik; deze helpen het apparaat koel te houden tijdens gebruik. Als u de ventilatieopeningen afdekt, kan het apparaat oververhit raken.
- **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!** mē is een krachtig apparaat en mag niet worden gebruikt door personen onder de 18 jaar.
- **NOOIT** onbeheerd achterlaten in de buurt van kinderen, het snoer van mē is een verstikkingsgevaar. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- **NOOIT** gebruiken als uw huid gevoelig is voor licht. Deze aandoening kan de lichtbehandeling oncomfortabel maken of zwellen van de huid, blaren of infectie veroorzaken. Test het apparaat op een klein stukje huid om te zien of u mē kunt gebruiken. Wacht vervolgens 30 minuten om te zien of uw huid reageert. U mag mē uitsluitend gebruiken als er geen huidreacties zichtbaar zijn en de huid er normaal uitziet.
- **NOOIT** gebruiken op een oppervlak waar u het haar terug wilt laten groeien.
- **NOOIT** gebruiken bij temperaturen boven de 30°C. Als het mē-systeem heet wordt, werkt het misschien niet goed en kan het letsel veroorzaken.

## Mogelijke bijwerkingen en huidreacties

Het gebruik van mē kan mogelijk bijwerkingen veroorzaken.

Deze reacties zijn **zeldzaam** en behoren in korte tijd te verdwijnen.

Echter, aan alle cosmetische behandelingen kan een zekere mate van risico verbonden zijn.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke maar zeldzame reacties en de aanbevolen maatregelen.

| De reactie                                                           | Aanbevolen maatregelen                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veranderde kleur of textuur van de huid, die permanent kan zijn      | Kan tijdens of na de behandeling optreden. Raadpleeg uw arts als u binnen 24 uur geen verbetering waarneemt.      |
| Rode huid                                                            | Kan tijdens of na de behandeling optreden. Raadpleeg uw arts als u binnen 24 uur geen verbetering waarneemt.      |
| Jeuken van de behandelde huid                                        | Koel de huid met koude kompressen (maar niet met ijs of ijspakketten). Raadpleeg uw arts als het jeuken aanhoudt. |
| Uitbraak van acné                                                    | Raadpleeg uw arts als u binnen 24 uur geen verbetering waarneemt.                                                 |
| Blaren of verbrande huid                                             | Koel de huid met koele/koude kompressen (maar niet met ijs of ijspakketten). Raadpleeg uw arts.                   |
| Permanente littekenvorming of verlies van huidweefsel en depressies. | Kan tijdens of na de behandeling optreden. Raadpleeg uw arts als u binnen 24 uur geen verbetering waarneemt.      |
| Ongebruikelijk pijn                                                  | Stop de behandeling en raadpleeg uw arts.                                                                         |

## Waar is mē voor bedoeld?

mē is bedoeld voor het permanent verminderen van ongewenst haar.

### Huidtype

mē is bij gebruik op het lichaam geschikt voor ALLE huidtypen (huidskleur waarmee u geboren bent).

Lichaam:

1

2

3

4

5

6

### Haarkleur

mē is geschikt voor gebruik op ALLE haarkleuren.

**Let op!** Voor doeltreffende resultaten is een epilatorhulpstuk vereist voor de behandeling van natuurlijk lichtblond, rood en wit/grijs lichaamshaar. De epilator mag niet op het gezicht worden gebruikt.

### Lichaamsdelen

mē is geschikt voor zowel vrouwen als mannen en bedoeld voor gebruik op lichaamshaar onder de halslijn; vrouwen kunnen het tevens op gezichtshaar onder de wanglijn gebruiken.



**Let op!** Gezichtsbehandeling verschilt van lichaamsbehandeling. Voordat u aan de slag gaat, dient u de volledige gebruikershandleiding te lezen.

# Gebruiksaanwijzing

## Stap 1: voorbereiding voor het gebruik van mē

Verwijder het haar op het lichaamsdeel dat u wilt behandelen (u kunt ook de speciaal hiervoor bestemde mē-epilator of het scheeraccessoire gebruiken).

## Stap 2: gevoeligheid van huid testen

Kies voordat u het systeem voor de eerste keer gaat gebruiken een klein oppervlak vlak bij het te behandelen huidoppervlak en test daar de gevoeligheid van uw huid. Volg de onderstaande behandelingsinstructies. Wacht na de huidtest 30 minuten en controleer uw huid op reacties. Als de huid er normaal uitziet, niet rood is en u geen andere huidreactie ziet, dan kunt u de rest van het lichaamsdeel gaan behandelen. Kies voor de volledige behandeling altijd de elōs-instelling die geen reactie veroorzaakte.

## Stap 3: behandeling met mē

### Lichaam

1. Druk op de aan/uit-knop op de voet om het systeem in te schakelen.
2. Druk op de elōs-knop op de voet van het systeem en selecteer de gewenste elōs-stand ('Low' [Laag], 'Medium' [Medium] of 'High' [Hoog]). We raden u aan eerst de stand Laag te gebruiken en, als deze comfortabel aanvoelt, een hogere elōs-stand te kiezen.
3. Als u het meegeleverde scheeraccessoire of de epilator gebruikt, plaatst u deze in plaats van de beschermkap en drukt u één keer op de accessoireknop op het bedieningspaneel om het epilatormechanisme op lage snelheid te starten. Druk desgewenst nogmaals op deze knop om de epilator op hoge snelheid te gebruiken. De scheercartridge werkt uitsluitend op snelheidsniveau 1.
4. Druk op de elōs-startknop op de applicator.
5. Plaats de applicator op het lichaamsdeel dat u wilt behandelen en zorg ervoor dat de twee zilverkleurige RF-staafjes volledig tegen de huid liggen. Duw de staafjes niet tegen de huid maar zorg ervoor dat ze de huid licht raken. Het systeem zendt nu elōs-pulsen uit.
6. Laat de applicator langzaam en in een continue beweging over het te behandelen lichaamsdeel glijden zonder op één plek te stoppen. Wacht minstens tien seconden voordat u naar een behandelde plek terugkeert.

### Gezicht:

Ongewenst gezichtshaar verwijderen is iets heel anders dan ongewenst haar van

andere lichaamsdelen verwijderen. Lees de handleiding aandachtig alvorens mē te gebruiken voor het verwijderen van gezichtshaar. Bij het behandelen van gezichtshaar is het raadzaam om de **gezichtsadapter** te gebruiken. De gezichtsadapter is ontworpen om kleinere en meer tere delen van het gezicht voorzichtig te behandelen. De adapter geeft energie af in enkelvoudige pulsen op het gewenste energieniveau. De gezichtsadapter kan deel uitmaken van het pakket (configuraties variëren) of afzonderlijk als een accessoire worden gekocht.

### Gezichtshuidtypen

Test de gevoeligheid van uw huid voordat u met de behandeling begint (raadpleeg de handleiding voor meer informatie).

1. Reinig de huid en verwijder het haar van het huidoppervlak. U kunt een pincet, hars, scheeraccessoire e.d. gebruiken. Gebruik de mē-epilatoraccessoire echter niet voor uw gezicht omdat deze hier niet voor bestemd is.
2. Gebruik een witte eyeliner om huddelen die u niet wilt behandelen te bedekken, zoals de randen van uw lippen en moedervlekken op het gezicht.
3. Kies een omgeving met helder licht.
4. Schakel het mē-systeem in en selecteer de eerste elōs-stand (Laag) op de voet van het systeem. Zet de meegeleverde veiligheidsbril of een zonnebril op. Als u een gezichtsadapter hebt, verwijdert u de accessoirebeschermkap en plaatst u de gezichtsadapter. Met de gezichtsadapter geeft het systeem uitsluitend enkelvoudige pulsen met het gewenste energieniveau.
5. Druk op de startknop voor de elōs-cartridge op de applicator om de applicator aan te zetten.
6. Plaats de applicator voorzichtig op het te behandelen oppervlak. Druk nogmaals op de startknop voor de elōs-cartridge om één puls toe te passen. Als dit comfortabel aanvoelt, kunt u de elōs-stand veranderen van Laag ('Low') in Medium ('Med') of Hoog ('High').
7. Plaats de applicator op het volgende te behandelen oppervlak en druk nogmaals op de startknop voor de elōs-cartridge om een nieuwe puls toe te passen. Herhaal de bovenstaande stappen totdat u volledig over de te behandelen gezichtshuid bent gegaan. Wacht ten minste tien seconden voordat u dezelfde plek nogmaals behandelt.

**Opmerking:** begin de behandeling in de elōs-stand laag ('LOW'); als deze comfortabel aanvoelt, kunt u een hogere elōs-stand gebruiken voor een meer doeltreffende behandeling.

## Een gladde huid houden

Voor de beste resultaten gebruikt u mē de eerste zeven keer eenmaal per week op hetzelfde lichaamsdeel. Als u na de eerste zeven behandelingen verdere onderhoudsbehandelingen uitvoert, houden de resultaten langer aan.

Wij raden u aan om het gezicht om de 1 - 2 weken te behandelen.



**Note:** Als u het haar te opvallend vindt, kunt u het desbetreffende gebied om de twee dagen behandelen.

## Behandelduur

Voor doeltreffende resultaten dient u mē te gebruiken volgens de onderstaande tabel:




**Opmerking:** begin de behandeling in de elōs-stand LAAG ('LOW'). Als deze comfortabel aanvoelt, kunt u een hogere elōs-stand gebruiken voor een meer doeltreffende behandeling.

## Klaar met mē?

1. Schakel het mē-systeem uit door op de aan/uit-knop op de voet te drukken.
2. Plaats de applicator in de daarvoor bestemde slede op de voet en haal de stekker van het systeem uit het stopcontact.
3. Reinig het lichtvenster van de cartridge met een alcoholvrij nat doekje of een zachte tissue. Maak de accessoires ook schoon.
4. Bewaar het systeem op een koele, droge plaats, BUITEN HET BEREIK van kinderen.
5. Spoel uw huid voorzichtig af met lauwwater en dep de huid droog.
6. Breng voorzichtig wat vocht inbrengende crème of aloë vera-gel op de huid aan.

## Reinigen en opslaan

1. Plaats de applicator in zijn slede op de voet.
2. Schakel het systeem uit door de aan/uit-knop op de voet in te drukken.
3. Reinig uw huid voorzichtig met warm water.
4. Breng voorzichtig wat vochtinbrengende crème op de huid aan.
5. Haal de stekker uit het stopcontact.
6. Reinig het lichtvenster van de cartridge met een alcoholvrij nat doekje of een zachte tissue.
7. **Als u epilator of het scheeraccessoire van mē hebt gebruikt:** Verwijder het scheeraccessoire of de epilator van de applicator en plaats de beschermkop in plaats daarvan. Gebruik het meegeleverde borsteltje om de accessoires te reinigen. Het is raadzaam om voor het reinigen een zachte tissue of alcoholvrije natte doekjes te gebruiken.
8. **Als u de gezichtsadapter van mē hebt gebruikt:** Verwijder de gezichtsadapter van de applicator en plaats de beschermkop in plaats daarvan. Reinig het buitenste oppervlak **UITSLUITEND** met een droge doek of een alcoholvrij nat doekje.
9. Reinig het buitenste oppervlak van het mē-systeem **UITSLUITEND** met een droge doek of een alcoholvrij nat doekje.
10. Bewaar het systeem op een koele, droge plaats, **BUITEN HET BEREIK** van kinderen.




## Verzorging na de behandeling

Spoel uw huid voorzichtig af met lauw water en dep de huid droog. Bescherm de behandelde huid gedurende de hele behandelingsperiode zorgvuldig met zonnebrandcrème. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot zwellen van de huid, blaren, tijdelijke of permanente huidverkleuring of het bleker of donkerder worden van de huid.

## Cartridge/ scheeraccessoire/ epilator/ gezichtsadapter vervangen



### De cartridge vervangen:

1. Controleer dat het mē-systeem is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
2. Verwijder de oude cartridge van de applicator door de cartridge er voorzichtig uit te trekken.
3. Gooi de oude cartridge veilig weg, in lijn met de instructies op pagina 20.
4. Neem de nieuwe cartridge uit de beschermende verpakking. Zorg dat u het glas niet aanraakt. Bij vingerafdrukken of vet van de huid op het glas kan het licht niet goed worden uitgestraald, wat afbreuk doet aan de behandelingsresultaten.
5. Schuif de nieuwe cartridge voorzichtig in de applicator totdat u hem op zijn plaats voelt klikken.
6. Plaats de nieuwe applicator in de slede van de voet alvorens mē-systeem in te schakelen.



## Scheeraccessoire, epilator of gezichtsadapter van mē vervangen:

1. Controleer dat het mē-systeem is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
2. Verwijder de beschermkap van de applicator door deze er voorzichtig uit te trekken.
3. Neem het scheeraccessoire, de epilator of gezichtsadapter uit de beschermende verpakking. Schuif deze voorzichtig in de applicator totdat u hem op zijn plaats voelt klikken.
4. Plaats de nieuwe applicator in de slede van de voet alvorens mē-systeem in te schakelen.
5. Schakel het mē-systeem in. Uw mē is nu klaar voor gebruik.



## Cartridge verwijderen

- a. Als u geen nieuwe cartridge hebt, dient u in plaats van de oude cartridge de beschermkap aan te brengen om de onderdelen binnen in het systeem te beschermen.
- b. Volg de plaatselijke wet- en regelgeving inzake het verwijderen van elektrische apparatuur om de voet, het handstuk of de wegwerpcartridge te verwijderen.

## Uitleg WEEE

 Het symbool geeft aan dat het product moet niet worden vernietigd met het andere afval in de Europese Unie. De ongecontroleerde verwijdering van de afvalstoffen kan schade aan het milieu of aan de menselijke gezondheid veroorzaken en moet op een verantwoorde manier gerecycleerd worden. U zult zo het hergebruik van materiële middelen aanmoedigen. Om uw toestel terug te sturen gelieve het terugstuursysteem te gebruiken of uw detailhandelaar te contacteren. Zij kunnen zich van het product ontdoen, zodat het product wordt gerecycleerd op een milieuvriendelijke manier.

## Het mē-systeem mee op reis nemen

Het mē-systeem is ontworpen voor gebruik met universele spanning. Dit betekent dat u het systeem overal ter wereld kunt gebruiken. U hebt een adapter voor de stekker nodig, aangezien stopcontacten van land tot land verschillen. Zorg dat het mē-systeem onderweg niet nat kan worden.

**NOOIT** in een natte omgeving gebruiken.

## Problemen oplossen

| Indicator                                                 | Wat betekent het                                                                                                                            | Wat te doen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bedieningspaneel</b>                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Er branden geen lampjes.                                  | Netsnoer is niet aangesloten.                                                                                                               | Sluit het netsnoer aan.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alle lampjes voor het elōs-energieniveau knipperen.       | Er is geen elōs-energieniveau geselecteerd.                                                                                                 | Selecteer een elōs-niveau. De ventilator van de applicator begint te blazen, wat betekent dat de cartridge is geactiveerd.                                                                                                                                                                |
| De startknop van elōs knippert.                           | Er is een elōs-energieniveau geselecteerd. De startknop van elōs knippert om aan te geven dat u op deze knop moet drukken.                  | Druk op de startknop voor de cartridge. De ventilator van de applicator begint te blazen, wat betekent dat de elōs-cartridge is geactiveerd.                                                                                                                                              |
| Het voedingslampje knippert oranje.                       | Er is een fout vastgesteld.                                                                                                                 | Resetten:<br>1. Koppel het netsnoer los.<br>2. Wacht totdat alle lampjes uit zijn (max. 2 minuten).<br>3. Sluit het netsnoer weer aan en schakel het systeem in.<br>4. Ga naar een koelere ruimte, waar de kamertemperatuur minder dan 30 graden Celsius is en start het systeem opnieuw. |
| Er komt geen lichtflits uit het venster van de cartridge. | 1. De RF-staafjes maken geen contact met de huid van het te behandelen lichaamsdeel.<br>2. De startknop van de cartridge is niet ingedrukt. | Het systeem kan alleen pulsen uitstoten wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: de RF-staafjes maken contact met de huid, de startknop van de cartridge is ingedrukt, het elōs-niveau is geselecteerd.                                                                       |

| Applicator                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De elös-energieknop op de voet knippert.                                      | De cartridglesleuf is leeg.                                                                           | Plaats de beschermkap of cartridge.                                                                                                                                                                                      |
| De accessoiresstartknop op de voet knippert.                                  | De accessoiresleuf is leeg.                                                                           | Plaats de gezichtsadapter, het accessoire (scheeraccessoire/ epilator) of de beschermkap.                                                                                                                                |
| De indicator voor het cartridgeniveau knippert.                               | Het aantal resterende pulsen in de elös-cartridge is laag.                                            | Zorg ervoor dat u een nieuwe cartridge bij de hand hebt.                                                                                                                                                                 |
| De indicator voor het cartridgeniveau brandt continu.                         | Er zijn geen resterende pulsen in de elös-cartridge.                                                  | Plaats een nieuwe elös-cartridge.                                                                                                                                                                                        |
| Overige                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
| Mijn huid is rood na de behandeling.                                          | De huid kan rood worden als gevolg van de behandeling. De roodheid verdwijnt doorgaans binnen 24 uur. | Als de roodheid meer dan 24 uur na de behandeling aanhoudt, dient u het gebruik van mē te staken en contact op te nemen met uw arts of de klantendienst.                                                                 |
| Ik zie haast geen vermindering in haargroei.                                  | Zorg dat u de voorgeschreven procedure en behandelduur volgt.                                         | De eindresultaten variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van het lichaamsdeel dat wordt behandeld en het correct volgen van de instructies. Neem voor verdere assistentie contact op met de klantendienst. |
| Ik voel wat pijn en warmte wanneer ik de lichtflitsen toepas. Is dat normaal? | U voelt wellicht wat warmte, tintelen of jeuk. Deze pijn en warmte zou hooguit matig moeten zijn.     | Als de pijn ernstig/intens is of meer dan 24 uur na de behandeling aanhoudt, dient u het gebruik van mē te staken en contact op te nemen met uw arts of de klantendienst.                                                |

## Garantie en service

HoMedics Inc. waarborgt dit product tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop, echter met uitzondering van het volgende.

Deze productgarantie van HoMedics dekt geen schade veroorzaakt door misbruik of onjuist gebruik; ongevallen; het bevestigen van niet goedgekeurde accessoires; wijziging van het product; of enige andere omstandigheid van welke aard dan ook waarover HoMedics geen controle heeft. Deze garantie is uitsluitend van kracht wanneer het product in het VK/de EU is gekocht en wordt gebruikt. Producten die gewijzigd of aangepast moeten worden om ze te laten werken in een ander land dan het land waarvoor ze zijn bedoeld, vervaardigd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die door dergelijke wijzigingen zijn beschadigd, worden niet door deze garantie gedekt. HoMedics kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidentele schade, gevolgschade of speciale schade van welke aard dan ook.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Raadpleeg de informatiefolder 'HoMedics Service Centre' voor gegevens over uw plaatselijke onderhoudscentrum. Na ontvangst zal HoMedics uw product repareren of vervangen, al naargelang van toepassing, en het gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van HoMedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van HoMedics doet deze garantie vervallen.

Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

### **Klantenservice :**

Distec International,  
Z.I."Les Portes de l'Europe",  
Rue Maurice Faure 1, 1400 Nivelles,  
Belgique.

Tél : +32-67-874821

Courriel : support@distec.be

## Informatie van de fabrikant

mē wordt vervaardigd door Syneron Medical Ltd. en wordt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op de markt gebracht door HoMedics Group Ltd. Syneron Medical Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar producten of specificaties, met het oog op verbeterde prestaties, betrouwbaar of produceerbaarheid. De informatie die is verstrekt door Syneron Medical Ltd. en HoMedics Group Ltd. wordt correct en betrouwbaar geacht. Syneron Medical Ltd. en HoMedics Group Ltd. doen echter geen verklaringen hierover en accepteren geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verstrekt als gevolg van implicatie of anderszins krachtens een patent of patentrechten van Syneron Medical Ltd. Syneron Medical Ltd. heeft patenten, in behandeling zijnde patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten die van toepassing zijn op het mē-product.

Door de aankoop van het mē-systeem en het verstrekken van dit document worden geen licenties verleend met betrekking tot deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld in officiële, schriftelijke documenten van Syneron Medical Ltd. Lees altijd de instructies aandacht door voordat u de behandeling start!

Copyright © 2012 HoMedics Group Ltd. Alle rechten voorbehouden.

## Etiketten en symbolen

Het etiket met het naamplaatje is aan de onderkant van het mē-systeem aangebracht. Hierop staan naam en adres van de fabrikant, onderdeel- en serienummer van het systeem, elektrische vereisten en wettelijke normen waaraan het systeem voldoet.



Do Not use in wet environment



Class II equipment



Degree of protection against electric type BF applied part



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Follow operating instructions



This device comply with Part 15 of the (FCC) Federal Communications Commission Rules



CSA Mark for USA and Canada

Beschermingsgraad tegen binnendringen van water: normaal

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in de buurt van ontvlambare narcotische middelen met lucht, zuurstof of distikstofmonoxide.

## Specificaties

Lichtspectrum: 550 – 1200 nm

Max optisch: 4J/cm<sup>2</sup>

Frequentie van radiogolven: 6.78 MHz

Max. vermogen radiofrequentie: 5 Watts

Geleide RF 5 J/cm<sup>2</sup>

### Relevante normen:

#### Veiligheidsnormen

EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)

EN 60335-2-8

EN 60335-2-23: 2003

EN 60335-2-27: 2003

EN 60825-9

IEC 60601-1, 3e editie

IEC 60601-1, 2e editie

IEC 60601-1-11

### Normen inzake EMC

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007

Elektrisch vermogen: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht 20,5 x 15 x 9 cm

[B x L x H] 1,17 Kg

### Acceptabele omgevingsomstandigheden

#### Opslag en transport

Temperatuur: 10°C - 55°C

Vochtigheid: 90% bij 55°C

Druk: 700-1060 hPa

#### In bedrijf

Temperatuur: 10°C - 30°C

Relatieve vochtigheid: max. 80% bij 37°C

Hoogte: tot 3900 m

*Let op! Het systeem werkt niet bij temperaturen hoger dan 30°C. Als het systeem bij een hoge vochtigheidsgraad was opgeslagen, dient u het een uur te laten drogen alvorens het te gebruiken.*

# HOMEDICS®

Valideer uw garantie op mē en ontvang productupdates en speciale aanbiedingen  
op [www.memyelos.com](http://www.memyelos.com)



Jan 2013 Alle rechten voorbehouden. Syneron en mē zijn handelsmerken van Syneron Beauty Ltd.  
en kunnen in bepaalde jurisdicties zijn geregistreerd. Publicatienr. 0113, REV. 01